

## PROTOCOLO DE ENVIO DE MUESTRAS PARA BANDAS OLIGOCLONALES IgG e IgM

Muestras requeridas:

- **2 tubos** de suero (no plasma). La sangre debe extraerse en tubos secos.
- LCR en **2 tubos** para líquidos biológicos (mínimo 20 gotas en cada tubo)

Es importante que sangre y LCR se extraigan el mismo día.

Se requiere un mínimo de 1ml de muestra por tubo (tanto de suero como de LCR)

Las muestras se enviarán a "Recepción de Muestras" en la Escuela de Enfermería del Hospital la Fe, 7ª Planta, en **recipiente refrigerado**, procurando que lleguen al laboratorio antes de las 12 horas, indicando en el volante de petición: Bandas Oligoclonales (o BOC) IgG e IgM (especificar las 2).

Lo más conveniente es enviar las muestras el mismo día de su extracción. Si no es posible, deben almacenarse en nevera y enviarse lo antes posible (procurad realizar las extracciones los días previos a envíos desde el laboratorio. Hablad con éste para ver cuándo es más conveniente), ya que las muestras pierden calidad con el tiempo y después es difícil interpretar los resultados.

Si el hospital peticionario es ya cliente de la Fe, el envío de resultados se hará por la vía ordinaria. En caso contrario, por favor, solicitar al Laboratorio de la Fe el alta como cliente. Para posibles consultas sobre pacientes o muestras, indicar en la petición el nombre del médico solicitante, así como un teléfono de contacto o correo electrónico.

Fdo. Dra. María Simó Castelló

Extension 50534

Nota: Por razones de seguridad, no se incluye el mail de la Dra. Simó, el cual está disponible para los socios de la SVN. En caso de desear contactar con ella via mail, solicitar su correo electrónico a

[secre@svneurologia.org](mailto:secre@svneurologia.org)